

Tillegg 6: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen

Evt. Endringer i konkurransegrunnlagets dokumenter som følge av endringer/spørsmål vil markert med rød skrift i de reviderte dokumentene.

Ref.	Spørsmål/endringer	Evt. henvisning til kravspesifikasjonen		Dato besvart/endret
6.1	I vedlegg A1 under punkt 2.9 Utstyr fra lokalt helseforetak (Medical role Equipment) står det att IABP vier 60 kg men det finnes ikke mål på den utrustningen. Er det mulig å få angitt mål på den?		Det vises til Bilag A1: Oversikt medisinsk, medisinskteknisk og Kommunikasjonsteknisk utstyr ambulansfly, kapittel 2.9 Utstyr fra lokalt helseforetak (Medical role Equipment). Mål på IABP Maquet/CS 300 er: B: 33.5 cm H: 95 cm (Uten tralle, Skjerm 90° åpen) D: 57.2 cm	21.12.16

6.2	Er det riktig oppfattet at alt utstyr i vedlegg A1 under punkt 2.9 med totalvekt på 158,15 kg skal kunne plasseres på en eller to plattformer framfor og/ eller bak båren?	2.5.1	<p>Det vises til Vedlegg A Kravspesifikasjon krav 2.5.1 Medical role equipment I og Bilag A1: Oversikt medisinsk, medisinskteknisk og kommunikasjonsteknisk utstyr ambulansely, kapittel 2.9 Utstyr fra lokalt helseforetak (Medical role Equipment).</p> <p>Utstyr merket med *i tabellen (til sammen 25,15 kg) skal ikke plasseres på en av plattformene. Det skal være med som cargo på transporten, og evt. brukes som tilbehør til utstyret plassert på plattform.</p> <p>Alt utstyr i tabellen som ikke er merket med stjerne, skal kunne monteres på plattform foran, bak eller både foran og bak, pasienten. Det er ikke slik å forstå at alt utstyr i tabellen skal monteres på plattform samtidig. Det vil kunne være kombinasjoner av utstyr, alt etter pasientens tilstand. Hvor mye og hvilket utstyr det er bruk for, vil avgjøre om det er behov for en eller to plattformer. IABP Maquet/CS 300 kan planlegges plassert på gulvskinner.</p> <p>Følgende kombinasjoner av utstyrsoppsett er aktuelle ved behandling av pasient på bære eller barn i kuvøse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kun behov for IABP, vil være enten med Maquet/Cardiosave Rescue/Hybrid (ny modell) på 24 kg eller Maquet/CS 300 på 60 kg (gammel modell). 2. Kun behov for ECMO behandling (ECMO apparat + heather). 3. Kun behov for NO behandling (NO apparat + blender). 4. ECMO kan være i kombinasjon med IABP (en av pumpene). 5. ECMO kan være i kombinasjon med NO behandling. <p>I tillegg, kan det ved alle de overnevnte transportene, bli behov for de «Ekstra sprøtepumper» beskrevet i pkt. 2.1, inntil 4 stk.</p> <p>Det vil bli en dialog i mobiliseringsperioden med den Tilbyder som får kontrakt. Ny informasjon vedrørende utstyret vil fortløpende bli formidlet.</p>	21.12.16
-----	--	-------	---	----------